

DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA!

NOME:

DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO:

CONTATTO IN CASO DI DOMANDE:



SONO IPOACUSICO/A E INDOSSO I SEGUENTI DISPOSITIVI:

Sinistra:


Impianto Cocleare Apparecchio Acustico

Marca e Modello: _____

Destra:

Impianto Cocleare Apparecchio Acustico

Marca e Modello: _____



IMPORTANTE: Non posizionare i dispositivi sull'orecchio sbagliato!

Gli impianti cocleari (IC) sostituiscono l'udito naturale con un udito elettronico. Ricorda:

Non sento nulla senza il/i mio/miei processore/i esterno/i.

Guardami! Il contatto visivo e la possibilità di leggere il labiale ci aiuteranno a comunicare.

Processore ON e OFF: Premi il piccolo pulsante sul Kanso.

Agganciare il processore Kanso: Collega il processore esterno al magnete invisibile posizionato sotto il cuoio capelluto (situato leggermente sopra / dietro l'orecchio).


Sostituire le batterie: fai scorrere il coperchio della batteria dall'alloggiamento e inserisci due nuove batterie con il lato piatto rivolto verso l'alto.

Sostituire il coperchio della batteria. **Le batterie di solito durano:** _____

Di notte, posizionare il/i processore nel deumidificatore, se provvisto.

Si prega di non toccare il/i telecomando/i.

NON eseguire la risonanza magnetica senza aver prima contattato lo specialista otorinolaringoiatra del centro presso il quale è stato eseguito l'impianto e il **produttore**:



© Cochlear Limited

Se necessario, scrivi i messaggi importanti in modo chiaro in modo che io possa leggerli!