

# DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA!

NOME:

DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO:

CONTATTO IN CASO DI DOMANDE:



## SONO IPOACUSICO/A E INDOSSO I SEGUENTI DISPOSITIVI:

### Sinistra:


Impianto Cocleare       Apparecchio Acustico

Marca e Modello: \_\_\_\_\_

### Destra:

Impianto Cocleare       Apparecchio Acustico

Marca e Modello: \_\_\_\_\_



**IMPORTANTE:** Non posizionare i dispositivi sull'orecchio sbagliato!

Gli impianti cocleari (IC) sostituiscono l'udito naturale con un udito elettronico. Ricorda:

Non sento nulla senza il/i mio/miei processore/i esterno/i.

Guardami! Il contatto visivo e la possibilità di leggere il labiale ci aiuteranno a comunicare.

**Processore ON e OFF:** Premi il piccolo pulsante sul Kanso.

**Agganciare il processore Kanso:** Collega il processore esterno al magnete invisibile posizionato sotto il cuoio capelluto (situato leggermente sopra / dietro l'orecchio).


**Sostituire le batterie:** fai scorrere il coperchio della batteria dall'alloggiamento e inserisci due nuove batterie con il lato piatto rivolto verso l'alto.

Sostituire il coperchio della batteria. **Le batterie di solito durano:** \_\_\_\_\_

Di notte, posizionare il/i processore nel deumidificatore, se provvisto.

Si prega di non toccare il/i telecomando/i.

**NON** eseguire la risonanza magnetica senza aver prima contattato lo specialista otorinolaringoiatra del centro presso il quale è stato eseguito l'impianto e il **produttore**:



**Se necessario, scrivi i messaggi importanti in modo chiaro in modo che io possa leggerli!**