

# DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA!



Cochlear Implant Users need  
accessibility to communication  
and Cochlear Implant Care & help  
during hospitalization

NOME: \_\_\_\_\_

DATA DI NASCITA: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



CONTATTARE IN CASO DI DOMANDE: \_\_\_\_\_

## SONO IPOACUSICO/A E INDOSSO QUESTI DISPOSITIVI:

**Sinistra:** Impianto Cocleare / Apparecchio Acustico


Modello e Marca: \_\_\_\_\_

**Destra:** Impianto Cocleare / Apparecchio Acustico

Modello e Marca: \_\_\_\_\_

### Importante:

Non posizionare i dispositivi sulle orecchie sbagliate!



Gli Impianti Cocleari (CI) sostituiscono l'udito naturale con un udito elettronico. Ricorda:

Non posso sentire niente senza il/i mio/miei processore/i esterno/i dell'Impianto Cocleare (CI).

Guardami! Il contatto visivo e la possibilità di leggere le labbra ci aiuteranno a comunicare.

**Processore CI acceso/spento:** Inserire/rimuovere le batterie o premere la parte superiore/inferiore del pulsante.

**Per agganciare il processore:** Posizionare la bobina del processore esterno al di sopra del magnete invisibile sottocutaneo (situato appena sopra/dietro l'orecchio).

**Per sostituire le batterie monouso:** Far scorrere il coperchio della batteria verso il basso per esporre le batterie. Inserire 2 batterie zinco-aria 675P con il lato piatto diretto verso l'alto.

**Le batterie solitamente durano:** \_\_\_\_\_



© Oticon Medical



© Oticon Medical

Di notte, riporre il/i processore/i dell'impianto cocleare nel deumidificatore, se presente.

Per favore non toccare il/i telecomando/i.

**NON** eseguire risonanza magnetica (MRI) senza preavviso e accordo con l'otorinolaringoiatra dell'ospedale centro di impianto cocleare e il **produttore**:

**Se necessario, scrivi chiaramente i messaggi importanti così che io possa leggerli!**

© EURO-CIU, asbl [www.euroci.eu](http://www.euroci.eu)

© Bayerischer Cochlea-Implantat-Verband e.V., [www.bayciv.de](http://www.bayciv.de)